



Lyme Borreliosis

Lyme Borreliosis

nuovo test rapido qualitativo in laboratorio
su campioni di siero e plasma.

LATERAL FLOW

RILEVAZIONE


Anticorpi specifici IgG e IgM contro le specie di Borrelia

Test Rapido a lettura visiva

Sensibilità: 91,3%

Specificità: 81,3%

Risultato: 10 minuti



CE

INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo
870001

Dispositivo
Borrelia Burgdorferi Test Rapido

Confezione
10 test