

CHIKUNGUNYA Rapid Test

Chikungunya is a rare viral infection transmitted by the bite of an infected *Aedes aegypti* mosquito. It is characterized by a rash, fever, and severe joint pain (arthralgias) that usually lasts for three to seven days. The name is derived from the Makonde word meaning 'that which bends up' in reference to the stooped posture developed as a result of the arthritic symptoms of the disease. It occurs during the rainy season in tropical areas of the world, primarily in Africa, South-East Asia, southern India and Pakistan.

The **Chikungunya IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)** is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies to Chikungunya in human's whole blood, serum or plasma. It is intended to be used as a screening test and as an aid in the diagnosis of infection with CHIK. Any reactive specimen with the Chikungunya IgG/IgM Rapid Test must be confirmed with alternative testing method(s) and clinical findings.

FEATURES

- Simple, Accurate, Fast.
- Sample: serum, plasma and w.b.
- Ambulatory can be used.
- 🕒 Reliable Results in 15 minutes.
- Sensitivity: IgG 92,9% - IgM 90,3%
- Specificity: IgG 97,0% - IgM 99,9%
- CE marked



JusChek®

CHIKUNGUNYA Rapid Test

La chikungunya è una malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all'uomo da zanzare infette. La prima epidemia nota è stata descritta nel 1952 in Tanzania, anche se già nel 1779 era stata descritta un'epidemia in Indonesia, attribuibile forse allo stesso agente virale. Il dispositivo **Chikungunya IgG/IgM** è un test rapido a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM su campioni di sangue intero, siero o plasma umano. Il kit è di ausilio per la diagnosi di infezione da CHIK.

SPECIFICHE

- Semplice, Accurato, Veloce.
- Test diretto su sangue intero.
- Utilizzo previsto anche in ambulatorio.
- 🕒 Risultato in 15 minuti.
- Sensibilità: IgG 92,9% - IgM 90,3%
- Specificità: IgG 97,0% - IgM 99,9%
- CE marked



EUROPE Ordering Information:

CE

PRODUCT

CHIKUNGUNYA IgG-IgM

REF.

ICHI-402

N. Test

25 card