


# CANDIDA Albicans YEAST



Tamponi Vaginali e URINA


## CANDIDA Albicans YEAST Rapid Test

Nuovo Test rapido immunocromatografico Lateral Flow per la rilevazione qualitativa della CANDIDA Albicans Antigene su tamponi vaginali e URINA.

- Semplice, Accurato, Veloce
- Test diretto da tamponi vaginali e URINA
- ⌚ Risultato in 15 minuti
- Sensibilità: 95,5%
- Specificità: 98,4%

### PERFORMANCE

Correlazione, Sensibilità e Specificità sono state calcolate su 300 campioni di tampone Vaginale. I 300 casi sono stati messi a confronto con il test da cultura, microscopia e JD Biotech® Candida Albicans YEAST



**UNICO TEST SU CAMPIONI  
DI URINA**

### INFORMAZIONI PER ORDINI:

**Codice Prodotto**  
JCAAG-02

**Descrizione Prodotto**  
CANDIDA Albicans Ag Rapid Test

**Confezione**  
25 test

