


# CHROMOGRANIN A ELISA

Enzyme immunoassay for the quantitative determination of Chromogranin A in serum. The determination of Chromogranin A helps in the detection of neuroendocrine tumors and is used to assess the course of the cancer treatment. The quantitative determination of Chromogranin A (CgA) follows the basic principles of the enzyme immunoassay.

## Assay characteristics

- Quantitative ELISA test
- 12 x 8 break apart wells microtiter plate. 5 standards. Ready for use
- Sample: Serum
- ⌚ Incubation Time: 2 hours 30 min.
- Volume Serum: 20 µl serum (diluted 1+20)
- Reference Range Serum: 0/30 – 900 µg/l
- Controls: Two Level Ready for use
- Sensitivity: 1.4 µg/l
- Excellent correlation to B·R·A·H·M·S Kryptor CgA II
- CE marked



# CROMOGRANINA A ELISA

Test ELISA per la determinazione quantitativa della Cromogranina A nel siero. La determinazione della cromogranina A è di ausilio nell'individuazione dei tumori neuroendocrini e viene utilizzata per valutare il decorso del trattamento della patologia. La determinazione quantitativa della Cromogranina A (CgA) segue i principi di base del dosaggio immunoenzimatico.

## Specifiche

- Test ELISA enzimatico competitivo.
- ⌚ Tempo del saggio: 2 ore 30 min.
- Volume campione Siero: 20 µl (diluito 1+20)
- Range: 0/30 – 900 µg/l
- Controlli: 2 livelli inclusi pronti all'uso
- Sensibilità: 1.4 µg/l
- Numero test: 96
- Eccellente correlazione con B·R·A·H·M·S Kryptor CgA II
- CE marked



### INFO PER ORDINI

<b>REF</b>	<b>PRODUCT</b>	<b>N. TEST</b>
TME-9000	Chromogranin A	96



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl  
68 - Tremestieri Etneo  
Catania, IT 95030  
Phone: 095 - 725 68 69 (0039)