

Meridian Healthcare srl

Controlli Interni.

Nuovi Controlli di Qualità Interni di ausilio ai Lab. di Analisi per la valutazione delle prestazioni degli analizzatori e dei reagenti in uso.

BIO-RAD

IMMUNOCHEMICA

Lyphochek Immunoassay PLUS Control - codice prodotto 370 confezione 12x5 ml. Trilevel

Controllo Liofilo 3 Livelli: valutazione delle prestazioni per immunodosaggi EIA, RIA, CLIA e Farmaci Terapeutici.

Analytes

- 25-Hydroxy Vitamin D
- 11-Deoxycortisol
- 17- α -Hydroxyprogesterone
- Acetaminophen
- ACTH
- Aldosterone
- Alphafetoprotein (AFP)
- Amikacin
- Amiodarone*
- Amitriptyline
- Androstenedione
- Angiotensin I
- Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg)*
- Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO)*
- C-Peptide
- Caffeine
- Calcitonin
- Carbamazepine
- Carbamazepine (Free)
- CEA
- Chloramphenicol
- Cortisol
- Cyclosporine**
- Desipramine
- DHEA
- DHEA Sulfate
- Digoxin
- Disopyramide
- Estradiol
- Estriol (Free)
- Estriol (Total)*
- Estrogen (Total)
- Ethosuximide
- Ferritin
- Flecainide
- Folate
- Fructosamine
- FSH
- Gastrin
- Gentamicin
- Glucagon
- hCG
- hCG- β Subunit
- hGH
- Imipramine
- Immunoglobulin A (IgA)
- Immunoglobulin E (IgE)
- Immunoglobulin G (IgG)
- Immunoglobulin M (IgM)
- Immunoreactive Trypsinogen (IRT)*
- Insulin
- Iron
- Iron (TIBC)
- LH
- Lidocaine
- Lithium
- N-Acetylprocainamide (NAPA)
- Netilmicin*
- Nortriptyline
- PAP
- Phenobarbital
- Phenytoin
- Phenytoin (Free)
- Primidone
- Procainamide
- Progesterone
- Prolactin
- PSA
- PSA (Free)
- Quinidine
- Salicylate
- SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)*
- Somatomedin-C
- T3 (Free)
- T3 (Total)
- T3 Uptake/T-Uptake
- T4 (Free)
- T4 (Total)
- TBG
- Testosterone
- Testosterone (Free)
- Theophylline
- Thyroglobulin (Tg)
- Tobramycin
- Tricyclic Antidepressants (TCA) Screen
- TSH
- Valproic Acid
- Valproic Acid (Free)
- Vancomycin
- Vitamin B₁₂

Siero Umano Liofilizzato.
Include Farmaci Terapeutici.
Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio.
Include i valori per i dosaggi su Micropietra.
Shelf Life 3 anni.



Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

IMMUNOCHIMICA

Lyphochek Anemia Control - codice prodotto 500 confezione 6x3 ml.

Controllo Liofilo 1 Livello: immunodosaggi con valori patologici bassi. Comprende analiti specifici per la diagnosi di anemia e valori molto bassi per il TSH e il TSH ultrasensibile.

Analytes

- Ferritin
- Folate
- Prealbumin
- Iron
- Iron (TIBC)
- Transferrin
- Iron (UIBC)
- TSH
- Vitamin B₁₂
-



IMMUNOCHIMICA

Lyphochek Tumor Marker PLUS Control - codice prodotto 368X confezione 3x2 ml.

Controllo Liofilo 3 Livelli MiniPak: Comprende 23 analiti specifici per la valutazione delle prestazioni dei reagenti per Markers Tumorali.

Analytes

- ACTH
- Aldosterone
- Alphafetoprotein (AFP)
- B-2-Microglobulin
- CEA
- CA 15-3
- CA 19-9
- CA 27.29
- CA 50
- CA 72-4
- CA 125
- Calcitonin
- CASA
- Cyfra 21-1
- Ferritin
- hCG
- hCG- β Subunit
- NSE
- PAP
- Prolactin
- PSA
- PSA (Free)
- S-100
- Thyroglobulin (Tg)

Sieri Umani Liofilizzati.
Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio.
Include i valori per i dosaggi su Micropiastra.
Shelf Life 3 anni.



I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC_D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

IMMUNOCHIMICA

Lyphocek Fertility Control - codice prodotto 480 confezione 12x5 ml. Trilevel

Controllo Liofilo 3 Livelli : Progettato per valutare le performance di tutti gli analiti più frequentemente dosati durante il periodo di fertilità e di gravidanza. Comprende valori elevati di HCG e HCG-β.

Analytes

- AFP
- Digitoxin
- Estradiol
- Estriol (Free)
- Estriol (Total)*
- Ferritin
- FSH
- hCG
- hCG-β Subunit
- hGH
- Human Placental Lactogen (hPL)
- LH
- Progesterone
- Testosterone



IMMUNOCHIMICA

Lyphocek Hypertension Markers Control - codice prodotto 600 confezione 6x2 ml. Trilevel

Controllo Liofilo 3 Livelli : Progettato per valutare le performance di tutti gli analiti associati all'ipertensione e alla Renina.

Analytes

- ACTH
- ADH
- Aldosterone
- Cortisol
- Direct Renin
- Plasma Renin
- Activity (PRA)

Sieri Umani Liofilizzati.

Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio.

Include i valori per i dosaggi su Micropiastra.

Shelf Life 3 anni.

Shelf Life 2 anni per Hypertension Markers Control.



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC_ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it