

Meridian Healthcare srl

Controlli Interni.

Nuovi Controlli di Qualità Interni di ausilio ai Lab. di Analisi per la valutazione delle prestazioni degli analizzatori e dei reagenti in uso.

BIO-RAD

CHIMICA CLINICA

Lyphochek Assayed Chemistry Control - codice prodotto C-310-5 confezione 12x5 ml. Level 1

Controllo Liofilo Livello 1 NORMALE: valutazione delle prestazioni per dosaggi su analizzatori di Chimica Clinica.

Lyphochek Assayed Chemistry Control - codice prodotto C-315-5 confezione 12x5 ml. Level 2

Controllo Liofilo Livello 2 PATOLOGICO: valutazione delle prestazioni per dosaggi su analizzatori di Chimica Clinica.

Analytes

- α -1-Antitrypsin
- Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (α HBDH)
- Acetaminophen
- Acid Phosphatase (Total)
- Alphafetoprotein (AFP)
- Albumin
- Alkaline Phosphatase (ALP)
- ALT/SGPT
- Amylase
- Amylase (Alpha)
- Amylase (Pancreatic)
- Apolipoprotein A-1
- Apolipoprotein B
- AST/SGOT
- Bilirubin (Direct)
- Bilirubin (Indirect)
- Bilirubin (Total)
- Calcium
- Calcium (Ionized)
- Carbamazepine
- CEA
- Ceruloplasmin
- Chloride
- Cholesterol (HDL)
- Cholesterol (LDL)
- Cholesterol (Total)
- Cholinesterase
- CO₂
- Complement C3
- Complement C4*
- Copper
- Cortisol
- Creatine Kinase (CK)
- Creatinine
- Digoxin
- Gentamicin
- GGT
- GLDH
- Globulin
- Glucose
- Haptoglobin
- hCG- β Subunit
- Immunoglobulin A (IgA)
- Immunoglobulin G (IgG)
- Immunoglobulin M (IgM)
- Iron
- Iron (TIBC)
- Iron (UIBC)
- Lactate (Lactic Acid)
- LAP-Arylamidase
- LDH
- Lipase
- Lithium
- Magnesium
- Osmolality
- PAP
- Phenobarbital
- Phenytoin
- Phosphorus
- Potassium
- Protein Electrophoresis
- Protein (Total)
- PSA
- Salicylate
- Sodium
- T3 (Free)
- T3 (Total)
- T3 Uptake/T-Uptake
- T4 (Free)
- T4 (Total)
- TBG
- Theophylline
- Tobramycin
- Transferrin
- Triglycerides
- TSH
- Urea
- Urea Nitrogen
- Uric Acid
- Valproic Acid
- Vancomycin
- Vitamin B12
- Zinc

Siero Umano Liofilizzato.
Include valori dedicati per oltre 30 analizzatori.
Include i valori per alcuni farmaci, tiroide, immunoglobuline ed elettroforesi delle proteine.
Shelf Life 3 anni.



Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

CHIMICA CLINICA URINE

Lyquichek Urine Chemistry Control - codice prodotto 397 confezione 12x10 ml. Level 1

Controllo Liquido Livello 1 NORMALE: dosaggi di parametri clinici urinari su analizzatori di Chimica Clinica.

Lyquichek Urine Chemistry Control - codice prodotto 398 confezione 12x10 ml. Level 2

Controllo Liquido Livello 2 PATOLOGICO: dosaggi di parametri clinici urinari su analizzatori di Chimica Clinica.

Analytes

- Amylase
- Calcium
- Chloride
- Cortisol*
- Creatinine
- Glucose
- Magnesium
- Microalbumin
- Osmolality*
- pH*
- Phosphorus
- Potassium
- Pregnancy (Qualitative)*
- Protein (Total)
- Sodium
- Specific Gravity*
- Urea*
- Urea Nitrogen
- Uric Acid

Urine Umane Liquide.
Monitoraggio e precisione dei parametri clinici nelle urine.
Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio.
Include l'HCG qualitativo.
Shelf Life 2 anni.



CHIMICA CLINICA URINE

Lyquichek Urinalysis Control - codice prodotto 435 confezione 12x12 ml. BiLevel

Controllo Liquido Bilevel, 6 per tipo: specifico per strisce urina e lettura al microscopio.

Analytes

- Bilirubin
- Blood
- Creatinine
- Glucose
- Ketones
- Leukocytes
- Microalbumin
- Microscopics (RBC, WBC, Crystals, Casts)
- Nitrite
- Osmolality
- pH
- Pregnancy (hCG)
- Protein (Total)
- Protein-to-Creatinine Ratio
- Specific Gravity
- Urobilinogen

Urine Umane Liquide.
Monitoraggio e precisione dei parametri chimici nelle urine.
Include i valori per tutti gli analizzatori di stick urine in commercio.
Include le analisi al microscopio.
Shelf Life 2,5 anni.



Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

CONTROLLO DIABETE

Lyphocek Diabetes Control - codice prodotto 740X confezione 2x0,5 ml. BiLevel

Controllo Liofilo Sangue Intero Umano BiLevel: monitoraggio delle frazioni emoglobiniche associate al diabete, inclusi Emoglobina A1, A1C ed F.

Analytes

- Hemoglobin A1*
- Hemoglobin A1C
- Hemoglobin F
- Hemoglobin (Total)
- Hemoglobin (Total Glycated)

Sangue Intero Liofilo.
Monitoraggio delle frazioni emoglobiniche associate al diabete.
Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio.
Include Emoglobina A1, A1C ed F.
Shelf Life 3 anni.



CONTROLLO VARIANTI EMOGLOBINICHE

Lyphocek Hemoglobin A2 Control - codice prodotto 553X confezione 2x0,5 ml. BiLevel

Controllo Liofilo Sangue Intero Umano BiLevel: monitoraggio delle varianti emoglobiniche incluse A2, F ed S.

Analytes

- Hemoglobin A₂
- Hemoglobin F
- Hemoglobin S

Sangue Intero Liofilo.
Monitoraggio delle varianti emoglobiniche.
Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio.
Include Emoglobina A2, F ed S.
Shelf Life 2 anni.



I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC_ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

CONTROLLO COAGULAZIONE

Lyphochek Coagulation Control - codice prodotto 744 confezione 12x1 ml. Level 1

Plasma di Controllo Liofilo Livello 1 NORMALE: monitoraggio della routine in coagulazione.

Lyphochek Coagulation Control - codice prodotto 745 confezione 12x1 ml. Level 2

Plasma di Controllo Liofilo Livello 2 PATOLOGICO: monitoraggio della routine in coagulazione.

Analytes

- Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
- Antithrombin III (AT III)
- Fibrinogen
- Prothrombin Time (PT)
- Thrombin Time (TT)

Plasma Liofilo.

Monitoraggio della routine in coagulazione.

Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio:
Siemens BCS® and CA, Diagnostica Stago STA®, Instrumentation
Laboratory ACL® and Electra®, Trinity BioTech AMAX™.
Shelf Life 3 anni.



CONTROLLO EMOSTASI

Lyphochek Hemostasis Control - codice prodotto 597 confezione 12x1 ml. Level 1

Plasma di Controllo Liofilo Livello 1 NORMALE: monitoraggio della routine e dei test speciali in coagulazione.

Lyphochek Hemostasis Control - codice prodotto 598 confezione 12x1 ml. Level 2

Plasma di Controllo Liofilo Livello 2 PATOLOGICO: monitoraggio della routine e dei test speciali in coagulazione.

Analytes

- Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
- Antithrombin III (AT III)
- Factors II, V, VII, VIII, IX, X, XI, and XII
- Fibrinogen
- Plasminogen
- Protein C (Functional)
- Protein S (Functional)
- Prothrombin Time (PT)
- Thrombin Time (TT)

Plasma Liofilo.

Monitoraggio della routine e dei test speciali in coagulazione.

Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio:
Siemens BCS® and CA, Diagnostica Stago STA®, Instrumentation
Laboratory ACL® and Electra®, Trinity BioTech AMAX™.
Shelf Life 3 anni.



Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

CONTROLLO D-DIMERO

Lyquichek D-dimers Control - codice prodotto 27102X confezione 4x1 ml. Four Level MiniPack

Plasma di Controllo Liquido 4 Livelli: monitoraggio del D-DIMERO su coagulometri automatici e sistemi immunometrici.

Analytes

- D-dimer

Plasma Liquido da conservare tra -20°C e -70°C
Monitoraggio del D-DIMERO.

Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio:
bioMérieux Vidas®, Siemens BCS®, Stratus CS™ and Sysmex® CA,
Diagnostica Stago STA®, Instrumentation Laboratory ACL® series,
Roche COBAS INTEGRA®, Hitachi® systems and Alere™ Triage® Meters.
Shelf Life 3 anni.



CONTROLLO ELETTROLITI E BLOOD GAS

MISSION Control - codice prodotto DD-92123 confezione 30x1,8 ml. Tre Livelli.



Controllo su base acquosa Liquido 3 Livelli: monitoraggio degli Elettroliti e la determinazione dei livelli dell'ossigeno e dell'anidride carbonica del sangue. Comprende pO_2 , pCO_2 , pH, CO_2 totale.

Analytes

- pH - pCO_2 - pO_2 - Na^+ - K^+
- Ca^{++} - Cl^- - Li^+ - tCO_2

Controllo su base acquosa da conservare a temperatura ambiente.
Monitoraggio degli Elettroliti e parametri BLOOD GAS.
Include i valori per tutti gli analizzatori in commercio:
Abbott I-Stat, Idexx, Instrumentation Laboratory, ITC (formerly
Diametrics), Medica, Nova Biomedical, OPTI Medical, Radiometer,
Roche Diagnostics (formerly AVL), Siemens Diagnostics (formerly
Bayer), Menarini.
Shelf Life 3 anni.



I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC - D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Le schede tecniche e le schede di sicurezza sono disponibili inoltrando una richiesta al seguente indirizzo e-mail: specialist@meridianhealthcare.it

I nomi ACL IL, AMAX Destiny, BCS, STA, STA-R, Medica, Menarini, ROCHE, Abbott, Diagnostica Stago, Radiometer, BioMérieux, sono marchi registrati e vengono utilizzati in questo Flyer esclusivamente a scopo informativo. Non vi è alcuna affiliazione o rapporto di collaborazione tra Meridian Healthcare srl e le aziende produttrici degli analizzatori citati in questo Flyer.

Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 0922 83 21 88

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it