



CRIPTOCOCCUS PS

Nuovo Test Rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene Criptococcico nelle urine, nel siero, nel plasma e nel liquido cerebrospinale. Il test è un valido ausilio per facilitare la diagnosi della Meningite Criptococcica.

CRIPTOCOCCUS PS TEST RAPIDO LATERAL FLOW

SPECIFICHE

- ❖ Campione: urine, siero, plasma e CSF
- ❖ Tempo di esecuzione: 10 minuti
- ❖ Sensibilità: 95%
- ❖ Specificità: 100%



INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo
1120001

Dispositivo
CryptoPS Test Rapido

Confezione
20 test