



EBV IgG

il primo Epstein Barr Virus da sangue intero
in laboratorio e per uso pediatrico

LATERAL FLOW

RILEVAZIONE

EBV IgG:
anti-VCA p18 e anti-EBNA-1
EBV IgG:
anti-VCA p18
EBV IgG:
EBNA

EBV IgG


Nuovo Test Rapido immunocromatografico per la rilevazione qualitativa dell'Epstein Barr Virus (EBV) IgG. Il test rileva IgG anti-VCA p18 e IgG anti-EBNA-1 su campioni di sangue intero, siero o plasma. Disponibile anche in configurazione singola, solo VCA o solo EBNA.

EBV IgG

TEST RAPIDO LATERAL FLOW

SPECIFICHE

- ❖ Campione: siero, plasma e sangue intero
- ❖ Volume campione: 20 µL. di sangue intero
10 µL. di siero o plasma
- ❖ Tempo di esecuzione: 15 minuti
- ❖ Utilizzo anche in ambulatorio e in pediatria
- ❖ Sensibilità VCA 95.6% - EBNA 96.2%
- ❖ Specificità VCA 96.5 % - EBNA 97.8%



INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo
IECG-402
IENG-402
IECNG-402

Dispositivo
EBV VCA IgG Test Rapido
EBV EBNA IgG Test Rapido
EBV VCA + EBNA IgG COMBO Test Rapido

Confezione
10 test
10 test
10 test