

OnSite™ FOB-Hi Rapid Test

The *OnSite* FOB-Hi Rapid Test is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of fecal occult blood in human fecal specimens in laboratories or physician offices. It is intended to be used by professionals as a screening test and provides a preliminary test result to aid in the detection of bleeding caused by a number of gastrointestinal disorders, e.g. diverticulitis, colitis, polyps, and colorectal cancer.

- Designed to specifically detect low levels of fecal occult blood, hHB \geq 25 ng/mL
- Simple, Accurate, Fast.
- Direct Testing on human feces specimens.
- Ambulatory can be used.
- ⌚ Reliable Results in 10 minutes.
- Sensitivity: 95,8%
- Specificity: 98,8%
- CE marked



hHB \geq 25 ng/mL



OnSite™ FOB-Hi Rapid Test

OnSite FOB-Hi Rapid Test è un nuovo dispositivo Lateral Flow immunocromatografico ad **alta sensibilità**, per la rilevazione qualitativa dell'emoglobina umana in campioni di feci. Il test è di ausilio nella diagnosi di malattie del basso tratto gastrointestinale.



- Progettato per rilevare bassi livelli di emoglobina: \geq 25 ng/mL
 - Semplice, Accurato, Veloce.
 - Test diretto su campioni di feci.
- Utilizzo previsto anche in ambulatorio.
 - ⌚ Risultato in 10 minuti.
 - Sensibilità: 95,8%.
 - Specificità: 98,8%.
 - CE marked

EUROPE Ordering Information:

OnSite FOB-Hi RAPID TEST
Product Code: R2011C
Packaging: 25 test



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl
68 - Tremestieri Etneo
Catania, IT 95030
Phone: 095 -725 68 69 (0039)