

## Free TESTOSTERONE AccuBind®

The device is an Enzyme Immunoassay (EIA) for the quantitative measurement of free testosterone in human serum. Measurement of free testosterone is used in the diagnosis and treatment of disorders involving the male sex hormones (androgens), including primary and secondary hypogonadism, impotence in males and in females; hirsutism (excessive hair) and virilization (masculinization) due to tumors, polycystic ovaries and adrogenital syndrome.

### FEATURES

- Enzyme Immunoassay, Colorimetric
- Competitive, Streptavidin-Coated Plate
- 🕒 Total Time: 75 min.
- Calibrators: 0, 0.2, 1, 2.5, 7.5, 20, 60 pg/ml
- Controls: 3 vials - Low, Middle and High
- Volume Serum: 20 µl
- Sensitivity: 0.05 pg/ml
- 96 test/kit
- CE marked



## TESTOSTERONE Libero AccuBind®

Nuovo test ELISA competitivo ad alta sensibilità per il dosaggio della frazione libera del Testosterone, ormone fisiologicamente bioattivo. Il testosterone libero può essere elevato in donne con iperandrogenismo connesso con irsutismo. Negli uomini, il dosaggio del testosterone libero è più utile rispetto a quello del totale in situazioni in cui l'SHBG sia aumentato o diminuito (es. ipotiroidismo e obesità).

### SPECIFICHE

- Test ELISA Enzimatico, Colorimetrico competitivo
- Tempo del saggio: 75 min.
- Calibratori: 0, 0.2, 1, 2.5, 7.5, 20, 60 pg/ml
- Controlli: 3 livelli - Basso, Medio e Alto
- Volume campione Siero: 20 µl
- Sensibilità: 0.05 pg/ml
- Numero test: 96
- CE marked



#### EUROPE Ordering Information:

**FREE TESTOSTERONE**

**Product Code: 5325-300A**

**Packaging: 96 test**



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl  
68 - Tremestieri Etneo  
Catania, IT 95030  
Phone: 095 - 725 68 69 (0039)