



GARDNERELLA Vaginalis




tamponi uretrali
vaginali
URINA



GARDNERELLA Vaginalis Rapid Test

Nuovo Test rapido immunocromatografico Lateral Flow per la rilevazione qualitativa della Gardnerella Vaginalis su tamponi uretrali, vaginali e URINA.

- Semplice, Accurato, Veloce
- Test diretto da tamponi uretrali, vaginali e URINA
- ⌚ Risultato in 15 minuti
- Sensibilità: 98,46%
- Specificità: 98,62



PERFORMANCE

La precisione del dispositivo è stata valutata testando vari campioni in giorni consecutivi, da più medici in diverse località geografiche. Gli studi sono stati eseguiti su campioni di laboratorio generati artificialmente che riflettono il carico parassitario di Gardnerella Vaginalis nei pazienti di sesso femminile. La precisione rilevata è stata > 99% correlando i parametri intra-saggio tra i vari giorni, i laboratori e i diversi siti clinici

INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Prodotto
JGVAG-02

Descrizione Prodotto
GARDNERELLA Vaginalis Rapid Test

Confezione
25 test

