

HYDRA 09 PLUS

ANALIZZATORE

SEMI-AUTOMATICO PER DOSAGGI DI CHIMICA CLINICA con SMART CARD MONO TEST



Il sistema HYDRA 09 PLUS è un analizzatore semi automatico per la determinazione su siero, plasma e urine di parametri di chimica clinica OPEN SYSTEM e con SMART-CARD.

Il fotometro HYDRA 09 PLUS, semplice e intuitivo, funziona con sistema di lettura a cuvetta usa e getta esente da costi occulti. L'operatore può programmare a piacere qualsiasi metodica, colorimetrica, end-point, fixed-time, cinetica sia con calibratore sia contro fattore se previsto.

La metodica impostata dall'operatore rimane in memoria e può essere richiamata per i successivi dosaggi.

Il sistema è aperto, ciò significa che l'operatore può utilizzare qualsiasi reagente presente in commercio.

In alternativa l'operatore può utilizzare kit già precalibrati forniti con la smartcard.

UTILIZZO DEL KIT con SMART CARD

I kit di chimica clinica vengono forniti all'operatore con una smart card inclusa. La smartcard contiene tutti i dati del test in uso, inclusa la curva di calibrazione.

- 1) Aprire il kit e inserire la smart card nella slot dell'analizzatore.
- 2) Dispensare in cuvetta le quantità di campione e di reagente richiesti.
- 3) Attendere i risultati.

L'analizzatore **HYDRA 09 PLUS** esegue automaticamente il calcolo dei risultati che verranno visualizzati sul display al termine della reazione. I risultati possono essere visualizzati e stampati tramite stampante termica integrata allo strumento.

- Valproic Acid 20 test
- Phenobarbital 20 test
- Carbamazepine 20 test
- Digoxin 20 test
- Copper 20 test
- Zinc 20 test
- Kappa/Lambda urine 20 test
- HCY 20 test



NOTE: I kit precalibrati sono tutti da 20 e da 40 test e contengono tutto l'occorrente per il dosaggio include le cuvette di reazione

MERIDIAN HEALTHCARE srl

Sede operativa: Tremestieri Etneo (CT) Italy - 95030 Via G. Guglielmino, 68 - Cod. Fisc. e P.IVA 04861140871 C.C.I.A.A. REA CT 325290 Tel. +39 095 725 68 69 / +39 0922 832188

Fax: +39 095 725 44 54 e-mail: info@meridianhealthcare.it - sede legale: 95129 Catania Via Caronda 446/SC.A