

Meridian Healthcare srl

Controlli Interni.

Nuovi Controlli di Qualità Interni di ausilio ai Lab. di Analisi per la valutazione delle prestazioni degli analizzatori e dei reagenti in uso.

BIO-RAD

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROTROL I Control - codice prodotto 00100 confezione 1x5 ml. Single Level

Controllo formulazione liquida 1 livello.

Analytes

- HBsAg
- Anti-HIV-1
- Anti-HTLV-I
- Anti-HBc
- Anti-HCV
- Anti-CMV

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml. con contagocce.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROTROL II Control - codice prodotto 00104 confezione 1x5 ml. Single Level

Controllo formulazione liquida 1 livello.

Analytes

- Anti-HBs
- Anti-HAV

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml. con contagocce.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC _ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 095 419 88 60

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROTROL III Control - codice prodotto 00110 confezione 1x5 ml. Single Level

Controllo formulazione liquida 1 livello.

Analytes

- HBeAg
- HAV IgM
- HBc IgM
- Anti-HAV

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml. con contagocce.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROCLEAR Control - codice prodotto 00106 confezione 1x5 ml. Single Level

Controllo formulazione liquida 1 livello. NON Reattivo.

Analytes

- HBsAg
- HBeAg
- HBc IgM
- HAV IgM
- Anti-HIV-1
- Anti-HIV-2
- Anti-HTLV-I
- Anti-HTLV-II
- Anti-HBs
- Anti-HBc
- Anti-HBe
- Anti-HCV
- Anti-HAV
- Anti-HDV
- Anti-CMV
- NON-treponemal Antibodies (Syphilitic Reagin)
- Treponema Pallidum IgG
- Treponema Pallidum IgM

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml. con contagocce.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC_ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Disponibilità su richiesta di ulteriori configurazioni.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 095 419 88 60

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

Liquichek ToRCH PLUS Control, POSITIVO - codice prodotto 239 confezione 3x3 ml.

Controllo formulazione liquida ToRCH IgG.

Analytes

- Toxoplasma gondii IgG
- Rubella Virus IgG
- Cytomegalovirus IgG
- Herpes Simplex Virus Type 1 IgG
- Herpes Simplex Virus Type 2 IgG
- Epstein-Barr Virus IgG
- Varicella Zoster Virus IgG
- Helicobacter pylori IgG
- Treponema pallidum (Syphilis) IgG
- Syphilis RPR

Siero Umano Liquido.
Confezione 3x3 ml.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



INFECTIOUS DISEASE CONTROL

Liquichek ToRCH PLUS Control, NEGATIVO - codice prodotto 228 confezione 3x3 ml.

Controllo formulazione liquida ToRCH IgG.

Analytes

- Toxoplasma gondii IgG
- Rubella Virus IgG
- Cytomegalovirus IgG
- Herpes Simplex Virus Type 1 IgG
- Herpes Simplex Virus Type 2 IgG
- Epstein-Barr Virus IgG
- Varicella Zoster Virus IgG
- Helicobacter pylori IgG
- Treponema pallidum (Syphilis) IgG
- Syphilis RPR

Siero Umano Liquido.
Confezione 3x3 ml.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC _ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 095 419 88 60

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

Liquichek ToRCH PLUS Control, POSITIVO - codice prodotto 229 confezione 3x2 ml.

Controllo formulazione liquida ToRCH IgM.

Analytes

- Toxoplasma gondii IgM
- Rubella Virus IgM
- Cytomegalovirus IgM
- Herpes Simplex Virus Type 1 IgM
- Herpes Simplex Virus Type 2 IgM

Siero Umano Liquido.
Confezione 3x3 ml.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



INFECTIOUS DISEASE CONTROL

Liquichek ToRCH PLUS Control, NEGATIVO - codice prodotto 230 confezione 3x2 ml.

Controllo formulazione liquida ToRCH IgM.

Analytes

- Toxoplasma gondii IgM
- Rubella Virus IgM
- Cytomegalovirus IgM
- Herpes Simplex Virus Type 1 IgM
- Herpes Simplex Virus Type 2 IgM

Siero Umano Liquido.
Confezione 3x3 ml.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC _ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 095 419 88 60

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROTROL Syphilis TOTAL - codice prodotto 00124 confezione 1x5 ml.

Controllo formulazione liquida per il controllo REATTIVO della SIFILIDE totale - immunoglobuline G e immunoglobuline M

Analytes

- NON-treponemal Antibodies
- Treponema Pallidum IgG
- Treponema Pallidum IgM

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROTROL RPR PANEL - codice prodotto 01400 confezione 3x1,5 ml. TRILEVEL

Controllo formulazione liquida 3 livelli per il controllo REATTIVO del NON-treponemal Antibodies - basso positivo, reattivo, alto positivo.

Analytes

- NON-treponemal Antibodies (Syphilitic Reagin)

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml.
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC _ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 095 419 88 60

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it

INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROTROL EBV - codice prodotto 00128 confezione 1x5 ml. SINGLE LEVEL

Controllo formulazione liquida controllo REATTIVO per EBV.

Analytes

- Epstein-Barr Virus IgG
- Epstein-Barr Virus IgM
- EBNA IgG

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml. con contagocce
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



INFECTIOUS DISEASE CONTROL

VIROCLEAR EBV - codice prodotto 00131 confezione 1x5 ml. SINGLE LEVEL

Controllo formulazione liquida controllo NON REATTIVO per EBV.

Analytes

- Epstein-Barr Virus IgG
- Epstein-Barr Virus IgM
- EBNA IgG
- EBV EA IgG

Siero Umano Liquido.
Confezione 1x5 ml. con contagocce
Temperatura di conservazione 2°C-8°C
Shelf life 3 anni a 2°C-8°C
Stabilità dopo l'apertura: 60 giorni a 2°C-8°C



Richiedere sempre gli inserti interni prima di ogni ordine.

I kit rispondono alla direttiva IVD 98/79/EC _ D.lgs. 332/2000 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro.

Disponibili su richiesta controlli per altre malattie infettive.



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl

Tel: +39 095 725 68 69 - +39 095 419 88 60

Fax: +39 095 725 44 54 mail: info@meridianhealthcare.it marketing@meridianhealthcare.it