

# MINICLOT 4 PLUS

## ANALIZZATORE

## SEMI-AUTOMATICO DI COAGULAZIONE con SMART CARD MONO TEST



Il miniClot 4 Plus è un analizzatore semi automatico per la determinazione su plasma di tutti i parametri coagulativi, cromogenici ed immuno-turbidimetrici OPEN SYSTEM e con SMART-CARD.

Grazie al suo sistema di lettura con 3 canali a 405 nm ed uno a 700nm ed al software intuitivo basato su un touch screen da 7", il miniClot 4 Plus si propone come valido strumento di analisi sia per la routine coagulativa che per esami specialistici quali DDimero, Proteina-C, Proteina-S e Antitrombina III. **Tutti i test eseguibili con l'ausilio della smart card sono MONOTEST.**

L'ulteriore possibilità di utilizzare i dati di calibrazione esame contenuti in una smart-card, oltre a quelli impostabili dall'utente, rende l'analizzatore immediatamente operativo senza dover creare preventivamente una curva di calibrazione esame.

## TEST DISPONIBILI con SMART CARD

- Proteina S libera Cromogenica 20 test
- Proteina C Cromogenica 20 test
- Antitrombina III 20 test
- D-Dimero 20 test
- PT 100 test
- APTT 60 test
- Fibrinogeno Clauss 80 test



## UTILIZZO DEL KIT con SMART CARD

Tutti i kit vengono forniti con la smart card e gli accessori. Per i kit PT, aPTT e Fibrinogeno è possibile utilizzare i kit standard Meridian Healthcare. Verrà fornita una smart card valida per il lotto in uso e numero di test illimitato.

- 1) Aprire il kit e inserire la smart card nella slot dell'analizzatore.
- 2) Dispensare in cuvetta le quantità di campione e di reagente richiesti.
- 3) Attendere i risultati.

Il coagulometro **MINICLOT 4 PLUS** esegue automaticamente il calcolo dei risultati che verranno visualizzati sul display al termine della reazione. I risultati possono essere visualizzati e stampati tramite stampante termica integrata allo strumento.

**DIMENSIONI:** 34x22x10 cm

**PESO:** 3.0 Kg

**ALIMENTAZIONE:** 90.-240V, 50-60 HZ. 80 VA

MERIDIAN HEALTHCARE srl

Sede operativa: Tremestieri Etneo (CT) Italy - 95030 Via G. Guglielmino, 68 - Cod. Fisc. e P.IVA 04861140871 C.C.I.A.A. REA CT 325290 Tel. +39 095 725 68 69 / +39 0922 832188

Fax: +39 095 725 44 54 e-mail: [info@meridianhealthcare.it](mailto:info@meridianhealthcare.it) - sede legale: 95129 Catania Via Caronda 446/SC.A