

# SCHISTOSOMA - BILHARZIOSI Rapid Test

*Schistosoma* is a genus of trematodes, commonly known as **blood flukes**. They are parasitic flatworms responsible for a highly significant group of infections in humans termed *schistosomiasis*, which is considered by the World Health Organization as the second-most socioeconomically devastating parasitic disease (after malaria), with hundreds of millions infected worldwide. **AVAILABLE 2 new Rapid Test: SCHISTOSOMA Ab** is a rapid immuno-assay intended as a screening test for qualitative detection of IgG antibodies to *S. japonicum* in human serum or plasma and **SCHISTOSOMA Ag** for the qualitative presumptive detection of an active *Schistosoma* infection in human urine.

## FEATURES

- Simple, Accurate, Fast.
- Sample: serum, plasma, urine.
- 🕒 Reliable Results in 15 minutes.
- Sensitivity Schi IgG: 100%
- Specificity Schi IgG: 97,77%
- Sensitivity Schi Ag: 100%
- Specificity Schi Ag: 95,0%
- CE marked




# SCHISTOSOMA - BILHARZIOSI Rapid Test

La *schistosomiasi* (detta anche *bilharziosi* o *distomatosi sanguigna*) è una parassitosi causata da Platelmini del genere *Schistosoma*. La malattia ha forme acute e croniche, diverse a seconda delle specie in causa e degli organi o tessuti coinvolti. La malattia è causa di quasi 10.000 morti all'anno. Da oggi sono disponibili due nuovi test rapidi a lettura visiva di ausilio per la diagnosi di *bilharziosi* : **SCHISTOSOMA Ab** inteso come screening qualitativo per la ricerca degli anticorpo IgG *S. japonicum* su campioni di siero e plasma e **SCHISTOSOMA Ag** per la rilevazione della fase attiva della malattia su campioni di urine.

## SPECIFICHE

- Semplice, Accurato, Veloce.
- Campione: siero, plasma e urine.
- 🕒 Risultato in 15 minuti.
- Sensibilità Schi IgG: 100%
- Specificità Schi IgG: 97,77%
- Sensibilità Schi Ag: 100%
- Specificità Schi Ag: 95,0%
- CE marked



## EUROPE Ordering Information:



### PRODUCT

SCHISTOSOMIASI Anticorpi IgG  
SCHISTOSOMIASI Antigene

### REF.

JSCHI-G-02  
612001

### N. Test

25 card  
25 card