

TDM

Therapeutic Drug Monitoring fluorescence immunochromatographic assay

RILEVAZIONE

Monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM) con metodo immunocromatografico a fluorescenza quantitativo su piattaforma analitica D10.

**Antiepilettici - Antineoplastici - Antiaritmici - Antibiotici -
Immunosoppressori - Antiasmatici - Antifungini - Antitubercolari
- Farmaci Biologici - Metalli Pesanti.**

REAGENTI

Dispositivo Monotest pronto all'uso.

Tempo di dosaggio: 15 minuti

Volume campione: 10 µl.

Matrici: siero - plasma - sangue intero.

Therapeutic Drug Monitoring fluorescence immunochromatographic assay



Nuova linea TDM progettata per misurare le concentrazioni farmacologiche di analiti che necessitano di un rigoroso controllo del dosaggio in condizioni di test STAT o di routine.

INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice	Prodotto	Confezione
MTX	Methotrexate	25 test
PHT	Phenitoyne	25 test
DG	Digoxin	25 test
VORL	Voriconazole	25 test
VPA	Valproic Acid	25 test
CARB	Carbamazepine	25 test
PTX	Paclitaxel	25 test
tRSP	Total Risperidone	25 test
THEO	Theophylline	25 test
MPA	Mycophenolic Acid	25 test
VM	Vancomycin	25 test
LZD	Linezolid	25 test
5-FU	5-Fluorouracil	25 test
FK506	Tracolumis	25 test
ADA	Adalimumab	25 test
ADAAB	Adalimumab Antibody	25 test
INFLI	Infliximab	25 test
INFLIAB	Infliximab Antibody	25 test
GOLI	Golimumab	25 test
GOLIAB	Golimumab Antibody	25 test
USTEK	Ustekinumab	25 test
USTEKAB	Ustekinumab Antibody	25 test
VEDO	Vedolizumab	25 test
VEDOAB	Vedolizumab Antibody	25 test

Portable Time-Resolved Poct Immunofluorescence Analyzer Fia Fluorescence Immunoassay

