


TRICHOMONAS Vaginalis Rapid Test

Nuovo Test rapido immunocromatografico Lateral Flow per la rilevazione qualitativa del TRICHOMONAS Vaginalis su tamponi vaginali e URINA.

- Semplice, Accurato, Veloce
- Test diretto da tamponi vaginali e URINA
- ⌚ Risultato in 15 minuti
- Sensibilità: 100%
- Specificità: 99%

PERFORMANCE

Correlazione, Sensibilità e Specificità sono state calcolate su 204 campioni di tampone Vaginale. I 204 casi sono stati messi a confronto con il test da cultura, microscopia e JD Biotech® Trichomonas Vaginalis.



UNICO TEST SU CAMPIONI DI URINA

INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Prodotto
JTVAG-02

Descrizione Prodotto
TRICHOMONAS Vaginalis Rapid Test

Confezione
25 test

