

## anti-CCP

nuovo test rapido semi-quantitativo  
in laboratorio su siero o plasma

### LATERAL FLOW

#### RILEVAZIONE

autoanticorpi specifici dell'Artrite Reumatoide

Test semi-quantitativo con scala colorimetrica

Limite di rilevazione: 25 RU/ml.


Sensibilità: 90%

Specificità: 99,4%



## autoanticorpi specifici dell'Artrite Reumatoide (anti-CCP)

Nuovo test Lateral Flow rapido e semi-quantitativo a lettura visiva per la determinazione degli anticorpi IgG contro i peptidi citrullinati ciclici (CCP) presenti nel plasma e nel siero.



Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (Anti-CCP)

Test Result (RU/mL)

Patient Name

\_\_\_\_\_

Sample ID


\_\_\_\_\_

Operator

\_\_\_\_\_

Test Time

\_\_\_\_\_



#### INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo  
HGCG02

Dispositivo  
Anti-CCP Test Rapido

Confezione  
40 test